

Les Gazes Jetables Imprégnées



Caractéristiques :

TYPE	REFERENCE	DIMENSIONS	GRAMMAGE
Gazes imprégnées rose	551570	60x28	16.5 g/m ²

Composition :

- 100% polypropylène
- minimum 17% d'imprégnation d'huile médicinale (règlementation FDA 21.CFR 172.878 & 178.3620)
- Le grammage prend en compte l'imprégnant

Unité d'Expédition :

- Carton de 20 sachets de 50 gazes

Utilisation :

- Placer sur un balai trapèze pour le balayage. Très efficace pour retenir la poussière par action électrostatique et grâce à l'huile d'imprégnation
- Sur tous types de sols même irréguliers

Entretien :

- Jeter après utilisation

Les points forts :

- Alternative pratique notamment en milieu hospitalier permettant d'utiliser une gaze par chambre suivant les protocoles de nettoyage évitant ainsi tout risque de contamination croisée et le déplacement des bactéries d'un endroit à l'autre
- Respect de l'environnement par sa composition ne contenant aucune substance toxique, ni dioxine et peut être jetée avec les déchets ordinaires
- Sachet avec rabat évitant l'assèchement des produits
- Très grand pouvoir d'absorption